

滅菌器(オートクレーブ) 定期自主検査

2008年
株式会社トミー精工
テクニカルサポート部

1

目次

- 1 はじめに
 - 滅菌概要
- 2 高圧蒸気滅菌器の動作
- 3 圧力容器の分類
- 4 定期自主検査と法規
- 5 滅菌器の定期自主検査内容
- 6 補足(使用上の注意事項)

2

1 はじめに

● 滅菌と消毒

- 滅菌とは
ある特定の空間における全ての微生物を不活性化する事で、人に無害な菌も含む全ての微生物が存在しない状態を得る事。
- 消毒とは
対象とする部位、材料などの有害微生物のみを不活性化(殺菌)、又は菌数を減少させる事。

3

● 滅菌と消毒の方法

- 高圧蒸気滅菌
最も信頼性の高い滅菌方法で、被滅菌物は121 ~ 135 という蒸気にさらされます。
- 煮沸消毒
処理温度が100 である為に、長時間を必要とし消毒を目的として使用されます。
- ガス滅菌
低温処理の為、ゴムやプラスチックに向いていますが、毒性が高い為、残留ガスに注意が必要です。
- 乾熱滅菌
一般に180 と高温の為、金属器材等の滅菌に用いられます。
- その他、 薬剤消毒・紫外線消毒

4

● 高圧蒸気滅菌の三要素

121 の乾熱空気の中に手を入れても我慢できますが、沸騰している蒸気に手を当てると、たちまち火傷をします。
これは、蒸気の殺菌効果が乾熱空気よりも、はるかに強力である事を表しています。


● 温度 × 湿度 × 時間

加圧蒸気による滅菌は、この三つの要素の相乗作用によって達成されます。

5

2 滅菌器の動作

一般的な滅菌器の動作は、
次の5ステップで行われます。





昇温・排気
昇温・昇圧
滅菌
降温・降圧
降温

6



昇温・排気

- ・ 缶体底のヒータによって滅菌用水が加熱し、蒸気が発生します。
- ・ 蒸気は開いている空気抜き弁を通して缶体内の空気を缶体外に押し出しながら、缶体内を温めます。





昇温・昇圧

- ・ 缶体内の空気が十分缶体外に排出され、缶体内の温度が100程度になると空気抜き弁が閉じます。
- ・ さらに加熱が継続され、缶体内の温度と圧力が上昇して行きます。





滅菌

- ・ 缶体内温度が設定温度に達すると温度制御を開始し、滅菌タイマーも作動開始します。





降温・降圧

- ・ 設定された滅菌時間が経過すると、ヒータの通電をOFFし、加熱を停止します。
- ・ 熱源がなくなるため缶体内温度が降下し、圧力も降下します。



降温

- ・ 缶体内温度が100程度まで降下すると空気抜き弁が開き、缶体内が大気圧に戻ります。
- ・ 缶体内温度が更に降下し、滅菌器の動作が終了します。



3 圧力容器の分類

- ・ 滅菌器は、缶体と缶体フタで形成する容器であり、その内で大気圧を超える蒸気を発生させます。
- ・ 従って、滅菌器は労働安全衛生法施行令により第1種圧力容器に該当します。
- ・ 今回対象としている弊社床置き式滅菌器(縦型滅菌器)のほとんどは、第1種圧力容器の中の**小型圧力容器**、または**簡易圧力容器**に分類されます。

(参考) 圧力容器の種類

$$\text{最高使用圧力 (MPa)} \times \text{内容積 (m}^3\text{)} = \text{基準値 (MPa} \cdot \text{m}^3\text{)}$$

基準値	種類
0.02以上	第1種圧力容器
0.004 ~ 0.02	小型圧力容器
0.001 ~ 0.004	(簡易) 容器
0.001以下	適用外

13

例えば

$$0.263 \text{ (MPa)} \times 0.058 \text{ (m}^3\text{)} = 0.015254$$

最高使用圧力 内容積 基準値

0.004 ~ 0.02の範囲ですので、小型圧力容器となります。圧力容器の種類がわからない場合には、取扱説明書の仕様に記載されている数値を代入して判断してください。床置き式オートクレーブのほとんどは小型圧力容器、(簡易)容器に分類されます。

14

4 定期自主検査と法規

実施を規定する法

労働安全衛生法 第四十五条

実施する機械を定める政令

労働安全衛生法施行令 第十五条

実施するための厚生労働省令

ボイラー及び圧力容器安全規則 第九十四条

実施後の措置を義務付ける厚生労働省令

ボイラー及び圧力容器安全規則 第九十五条

未実施を罰する法

労働安全衛生法 第二百十条

15

労働安全衛生法 第四十五条

事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなくてはならない。



事業者は、小型圧力容器について、1年以内ごとに1回、本体、ふたの締付けボルト、管及び弁の損傷又は磨耗の有無を定期的に自主検査し、その結果を記録し、3年間保存しなければならない。

16

労働安全衛生法施行令 第十五条

法第四十五条第一項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。

第十二条第一項各号に掲げる機械等、
... (中略)、第十四条第二号から第四号までに掲げる機械等並びに前条第十号及び第十一号に掲げる機械等

労働安全衛生法施行令 第十四条

第四号 小型圧力容器

17

ボイラー及び
圧力容器安全規則 第九十四条

1 事業者は、ボイラー又は小型圧力容器について、その使用を開始した後、1年以内ごとに1回、定期的に次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しない小型ボイラー又は小型圧力容器の使用しない期間においては、この限りではない。

- (1) 小型ボイラーにあつては、(中略)。
- (2) 小型圧力容器にあつては、
本体、ふたの締付けボルト、管及び弁の損傷又は磨耗の有無。

2 (省略)
3 事業者は、前2項の自主検査を行なったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

18

ポイラー及び 圧力容器安全規則 第九十五条

事業者は、前条第1項又は第2項の自主検査を行なった場合において、異常を認めるときは、**補修その他の必要な措置を講じなければならない。**

19

労働安全衛生法 第二百十条

次の各号のいずれかに該当するものは、**五十万円以下の罰金**に処する。

- ...**第45条第1項若しくは第2項、...の規定に違反した者。**

20

5 滅菌器の 定期自主 検査内容

検査項目		判定	検査担当者
1. 滅菌器の構造及び仕様を確認し、取扱説明書及び添付文書を読み、理解したか。	○ ×		
2. 滅菌器の取扱説明書及び添付文書を読み、理解したか。	○ ×		
3. 滅菌器の取扱説明書及び添付文書を読み、理解したか。	○ ×		
4. 滅菌器の取扱説明書及び添付文書を読み、理解したか。	○ ×		
5. 滅菌器の取扱説明書及び添付文書を読み、理解したか。	○ ×		
6. 滅菌器の取扱説明書及び添付文書を読み、理解したか。	○ ×		
7. 滅菌器の取扱説明書及び添付文書を読み、理解したか。	○ ×		
8. 滅菌器の取扱説明書及び添付文書を読み、理解したか。	○ ×		
9. 滅菌器の取扱説明書及び添付文書を読み、理解したか。	○ ×		
10. 滅菌器の取扱説明書及び添付文書を読み、理解したか。	○ ×		
11. 滅菌器の取扱説明書及び添付文書を読み、理解したか。	○ ×		
12. 滅菌器の取扱説明書及び添付文書を読み、理解したか。	○ ×		
13. 滅菌器の取扱説明書及び添付文書を読み、理解したか。	○ ×		
14. 滅菌器の取扱説明書及び添付文書を読み、理解したか。	○ ×		
15. 滅菌器の取扱説明書及び添付文書を読み、理解したか。	○ ×		
16. 滅菌器の取扱説明書及び添付文書を読み、理解したか。	○ ×		
17. 滅菌器の取扱説明書及び添付文書を読み、理解したか。	○ ×		
18. 滅菌器の取扱説明書及び添付文書を読み、理解したか。	○ ×		
19. 滅菌器の取扱説明書及び添付文書を読み、理解したか。	○ ×		
20. 滅菌器の取扱説明書及び添付文書を読み、理解したか。	○ ×		

21

検査項目

(オートクレーブの管理に必要な講習や確認等を行いましたか、)

機器の取扱説明書(操作方法・注意事項)を受けました。

取扱説明書及び添付文書を読み、理解しました。

定期自主検査に関する講習の受講、または同等の説明を受けました。

機器の取扱方法や定期自主検査内容に不明な点がありません。

22

検査項目


(オートクレーブの管理に必要な仕様書は保管されていますか、)

取扱説明書は、すぐに読める場所にあります。
機器の仕様記載されている物。


医療機器添付文書はあります。

小型圧力容器明細書はあります。

23



24



25

検査項目

(管理に必要な測定器具、工具、保護具を準備、点検、着用していますか。)

オートクレープの定期自主検査では、
 プラスドライバーと耐熱性の手袋が必要
 になります。
 それらが、準備されています。

26

検査項目

(機器及びコンセントの周辺は清掃等されていますか、
 また、コンセントは抜けかかっていますか。)

機器とその周辺が清掃されているかを確認します。

コンセントの周辺が清掃され、
 また、プラグは抜けかかっています。

27

コンセントに埃等が付着していると、トラッキング現象によって発熱・発火し、火災の原因になります。

28

検査項目

(フタの損傷について)

フタを開き、
 フタの表裏に傷、凹み、亀裂や腐食がないかを確認します。

29

特に、凹みがないか注意

30

検査項目

(缶体の損傷について)

フタを開き、
缶体内壁及び缶体口に
傷、凹み、亀裂や**腐食**がないかを確認します。

31



缶体内壁

缶体口

32

腐食ではなく、溶接跡なので問題ない。



33

検査項目

(フタパッキンの損傷について)

フタを開き、
フタパッキンに**傷**や**亀裂**がないかを確認します。

34



フタパッキン

35



異常: 亀裂

36

検査項目

(アームの損傷について:フタ横開き式)

フタを支えるアームに
傷、亀裂や腐食がないかを確認します。

37



アーム

38

この程度の腐食は、
全く問題ない。



39

この程度の腐食は、
全く問題ない。



40

この程度の腐食は、
全く問題ない。



この傷は、フタの開閉によって
必ず発生する傷であり、
全く問題ない。

41

検査項目

(アームガイドの損傷について:フタ横開き式)

アームを保持するアームガイドに
傷、亀裂や腐食がないかを確認します。

42




検査項目

(主要ボルト、ねじの緩みの有無)

アーム支柱のねじに緩みがないかを確認します。

フタ裏側のナットに緩みがないかを確認します。

45



検査項目

(フタアームの損傷の有無:フタ上開き式)

フタを支えるアームに傷、亀裂や腐食がないかを確認します。

47




検査項目

(アームシャフトの損傷の有無:フタ上開き式)

アームシャフトに
傷、亀裂や腐食がないかを確認します。

49



検査項目

(漏電保護機能(電源スイッチ)の損傷について)

電源スイッチの漏電テストボタンを押し、
電源が遮断されるかを確認します。

51



検査項目

(安全弁の噴出し確認について)

安全弁には、多種多様の物が存在します。
また、メーカーによってその推奨する確認方法が
異なりますので、
点検前に各メーカーへお問合せください。

53

「弊社使用の安全弁代表的種類」

重力式安全弁

バネ式安全弁



安全弁作動リング

54

「例：ばね式安全弁の吹きだし確認」


運転開始後、1.05 以下(低圧)の状態にて、安全弁作動リングを引いて瞬時作動させ、蒸気の排出されるかを確認します。

(この時、蒸気漏れが止まらない場合は、機器を停止させるか、電源を切って圧力を下げてください。)

55

実際には、軍手等のある程度の耐熱性のある手袋を着用のこと！

高温蒸気注意



蒸気排出口

56

検査項目

(フタパッキンからの蒸気漏れについて)

通常の設定温度とフタの締め付け状態で運転を開始し、運転途中でフタパッキン部から蒸気漏れがないかを確認します。

(フタパッキンは、シリコンゴム製であり傷、亀裂が無くても長期の使用により弾力劣化(変色有り)にて、蒸気漏れが起ります。また、フタアーム、ハンドルネジ等の磨耗劣化にても締め付け不良による蒸気漏れが起ります。)

57

この辺りから蒸気漏れがないか



58

簡易压力容器における対応

法的な点からすれば、定期自主検査は小型压力容器に該当するオートクレーブのみを実施すれば良いこととなりますが、簡易压力容器に該当するオートクレーブも小型压力容器と同等の危険性がありますので、同様に定期自主検査を実施することをお勧めします。

59

今回、説明しました定期自主検査を代行して実施する**自主検査代行**

動作確認と消耗品の交換を実施する**保守点検**

保守点検に機器の性能を記録・提出する**精密保守点検**

の業務を弊社は実施しております。要望がありましたら随時承っております。

60

6 最後に補足(使用上の注意事項)

- 主な使用上の注意事項を12項目紹介します。
- 製品により注意事項が異なることがあります。詳しくは各製品の取扱説明書をご覧ください。

61

注意1

- **缶体フタを開けるときは、缶体内からの蒸気に十分注意する事。**
- 缶体内から立ち上がる蒸気は非常に高温であるため、火傷や負傷の原因になります。

62

注意2



- **運転中に圧力計の指針が赤線部を指したら直ちに運転を中止する事。**
- 部品の損傷、飛散による火傷や重傷事故の恐れがあり危険です。すぐに運転を中止し、販売店又は当社事業所にご連絡ください。
 - 121 = 0.11 MPa
 - 132 = 0.19 MPa

63

注意3



- **高温の液体は突然沸騰することがあるので注意する事。**
- 液体は缶体内の温度よりも冷めるのが遅く、衝撃などをきっかけに突沸する事があります。
- 温度センサーの位置 = 缶体内
- 液体、容量多などの滅菌時間

64


注意4



- **圧力が0kPaで、温度が97以下になるまでは、缶体フタを開けない事。**
- 圧力が残っているときに缶体フタを開けると、被滅菌物や蒸気が吹き出し、死亡事故や重傷事故の原因になります。

65


注意5



- **被滅菌物で缶体内の穴をふさがれない事。**
- 滅菌バッグなど被滅菌物で排気穴がふさがると缶体内の圧力を制御できなくなり、缶体破裂等の重大事故を引き起こす原因となります。被滅菌物は付属のカゴ等に確実に収納し、排気穴周辺を覆わないように注意してください。

66


注意6



- 排気ホースを折り曲げない事。
- 排気がスムーズに行われないと圧力の異常上昇が起き、部品の損傷、飛散による火傷や負傷、重傷事故の原因になります。

67


注意7



- 引火性、爆発性のものを入れて使用しない事。
- 火災や爆発の原因になります。

68

注意8



- 密閉された物を滅菌しない事。
- 取り出す際に破裂し、火傷や重傷事故の原因になります。
- 蒸気滅菌 = 温度・湿度・時間
- 滅菌バックなどの滅菌方法


69

● 滅菌バックの使用

- 温度の確保
滅菌バック内の温度を上げるには、中の空気を追い出さなくてはなりません。
口元はふさがずに、大きく開ける様にします。
- 湿度の確保
滅菌バック中に、コップ一杯程度の水を入れ、内部でも蒸気を発生させる様にします。
- 時間の確保
滅菌バック内の温度は、外と比べ遅れて上昇するため、滅菌時間を長めに設定します。

70

注意9



- ヒビやキズのあるガラス器具を滅菌しない事。
- 取り出す際に破裂し、火傷や重傷事故の原因になります。

71

注意11



- 缶体内や滅菌用水が汚れたまま放置しない事。
- 放置しておくと、缶体の腐食・損傷の原因となります。また、水位センサ誤作動の要因となり、空焚き防止機能を低下させ、同時に空焚きの際の発火の原因となります。

72

注意12

- バックンを缶体フタから無理に引き出したり、変形させたりしない事。
- 蒸気漏れによる火傷の原因になります。

73

御清聴、真に有難う御座いました。
拙い説明に最後までお付き合い頂き感謝申し上げます。

74